

بسم تعالی

آزمایش شماره ۸

شماره دانشجویی :

نام و نام خانوادگی :

همکار :

استاد :

تاریخ آزمایش :

گروه :

نام آزمایش : سرعت واکنش های شیمیا یی

هدف آزمایش : اندازه گیری سرعت انجام یک واکنش شیمیایی

وسایل مورد نیاز : کرونومتر، یک پیپت ۵ میلی لیتر، یک پیپت ۲۰ میلی لیتر، یک بشر ۲۵۰ میلی لیتر، ارن مایر ۱۵۰ میلی لیتر، در پوش مناسب، بورت ۵۰ میلی لیتر، قیف جدا کننده، دو قطعه شیلنگ مناسب.

مواد مورد نیاز : محلول $1M H_2O_2$ ، محلول $1M KI$ ، آب مقطر.

تئوری آزمایش

سرعت یک واکنش عبارت است از تعداد مول های مصرف [تولید] شده واکنش دهنده ها یا تولید شده [فراورده ها] در واحد زمان در واحد حجم.

سرعت واکنش به غلظت واکنش دهنده ها و دما بستگی دارد و یک مدل رایج برای بیان آن رابطه توانی ذیل میباشد.


$$r = -d[A]/dt = K[A]^m[B]^n$$

که در آن A و B مواد واکنش دهنده هستند و K ثابت سرعت که در بر گیرنده دما نیز هست.

برای بدست آوردن سرعت واکنش در هر غلظت باید ثابت های m و n و k محاسبه شوند.

این کار در آزمایشگاه برای غلظت های مختلف r را می یابیم، که r شب منحنی غلظت با دما است.

در این آزمایش واکنش مقابل



انجام I نقش کاتالیزور را دارد. این آزمایش در فاز مایع شروع شده و با تولید اکسیژن گاز در سیستم ایجاد می شود. ولذا با تغییر حجم همراه است. از آنجا که حجم ایجاد شده، متناسب با اکسیژن تولیدی است، پس با اندازه گیری تغییرات حجم، می توان پیشرفت واکنش را کنترل نمود.

شرح آزمایش

شماره ای آزمایش	H_2O_2 1M	KI 0.1M	H_2O	دماهی آزمایش
۱	۵	۱۰	۱۵	۲۳°C
۲	۵	۱۰	۱۵	۴۵°C
۳	۱۰	۱۰	۱۰	۲۳°C
۴	۵	۲۰	۵	۲۳°C

فرق آزمایش ۱ و ۲ در دمای انجام واکنش است. واکنش ۲ در دمای ۴۵°C انجام می شود. و بقیه آزمایش ها در دمای آزمایشگاه انجام می شود.

برای مخلوط شماره ای ۱، ابتدا ۱۰CC محلول KI ۰,۱M را درون استوانه مدرج ۲۵CC می ریزیم سپس ۵ میلی لیتر H₂O را درون استوانه مدرج ۱۰CC می ریزیم و بعد آن را زیر بورت می گیریم و آب قطره ۱۵CC می ریزیم و سپس مخلوط H₂O و H₂O₂ را درون اrlen کوچک می ریزیم و سپس محلول KI ۰,۱M را هم وارد اrlen می کنیم و به سرعت در پوشی را که از یک سو به اrlen و از طرف دیگر به لوله بورت وصل شده است را، روی بورت می گذاریم. سپس، شروع به تکان دادن اrlen می کنیم و گاز اکسیژن آزاد شده از طریق لوله وارد لوله ای که پر از آب شده است می شود و آب را از آن خارج می کند ۱CC به ۱CC که گاز اکسیژن وارد می شود زمان را اندازه می گیریم و در جدولی این زمانها را یادداشت می کنیم این کارها را به طور مشابه برای مخلوطهای ۳ و ۴ هم انجام می دهیم ولی واکنش ۲ باید در دمای ۴۵°C انجام شود باید این واکنش را در حمام آب گرم انجام دهیم برای این کار بشر را تا $\frac{3}{4}$ از آب پر می کنیم و می گذاریم

روی شعله و دماسنج را هم در داخل این بشر قرار می دهیم و تازمانی که دما به حدود 45°C رسید شعله را بیرون می کشیم و

بعد از آنکه مخلوطها را به داخل ارلن منتقل کردیم ارلن را درون حمام آب کرم برد و شروع به تکان دادن آن می کنیم و

باز هم 100C به 100C زمان را یادداشت می کنیم.

VO_2	T ۱ محلول
۲	۱۶
۳	۲۷
۴	۴۰
۵	۵۳
۶	۶۲
۷	۷۵
۸	۸۵
۹	۹۵
۱۰	۱۰۵

VO_2	T ۲ محلول
۱	۵
۲	۸
۴	۱۵
۵	۲۰
۶	۲۴
۸	۳۰

VO_2	T ۳ محلول
۱	۵
۲	۱۰
۳	۲۰
۴	۲۵
۵	۳۳
۶	۳۷
۷	۴۲
۸	۴۷
۹	۵۲
۱۰	۵۷
۱۱	۶۲
۱۲	۶۷
۱۳	۷۰

VO_2	T ۴ محلول
۲	۸
۳	۱۴
۴	۱۹
۵	۲۲
۶	۲۵
۷	۳۰
۸	۳۳
۹	۳۵
۱۰	۳۹
۱۲	۴۳
۱۴	۴۷
۱۶	۵۲
۱۸	۵۷
۲۰	۶۰
۲۲	۶۵
۲۴	۷۰
۲۶	۷۵

سرعت واکنش اول (Cm^3/s) ۰.۰۹۵ است.

سرعت واکنش دوم (Cm^3/s) ۰.۲۷۶ است.

سرعت واکنش سوم (Cm^3/s) ۰.۲۰۱ است.

سرعت واکنش چهارم (Cm^3/s) ۰.۳۶۶ است.

سرعت ۴ واکنش با هم فرق دارد؛ ولی، از آنجایی که مقدار K ، فقط به دما بستگی دارد، پس می‌بایست که مقدار K در ۳ واکنش تقریباً با هم برابر، ولی در واکنش دوم با بقیه برابر نیست.

اگر $K_1 = b$ و $H_2O_2 = a$ باشد معادله‌ی سرعت واکنشها به صورت زیر خواهد بود.

$$[a] = \frac{5 \times 1}{15 + 5 + 10} = \frac{1}{6} M$$

$$[b] = \frac{0.1 \times 10}{15 + 5 + 10} = \frac{1}{30} M$$

$$R_1 = K_1 [a]^m [b]^n$$

$$R_2 = K_2 [a]^m [b]^n$$

$$R_3 = K_3 [2a]^m [b]^n$$

$$R_4 = K_4 [a]^m [2b]^n$$

از تقسیم $\frac{R_1}{R_3}$ ، می‌توان مقدار m را بدست آورد و از تقسیم $\frac{R_1}{R_4}$ می‌توان مقدار n را بدست آورد.

$$m = 1.083 \quad n = 1.948$$

حال اگر مقادیر m و n و a و b را در روابط سرعت قرار دهیم، می‌توانیم مقدار K ‌ها را بدست آوریم.

با جایگذاری مقادیر R_1 در m ، n ، a ، b ، داریم:



$K_1 = 659.7$ با جایگذاری مقادیر R_2 در m ، n ، a ، b ، داریم:



$K_2 = 1916.6$ با جایگذاری مقادیر R_3 در m ، n ، a ، b ، داریم:

$K_3 = 661.1$ با جایگذاری مقادیر R_4 در m ، n ، a ، b ، داریم:

$K_4 = 508.3$ که این مقادیر نشان می‌دهد، با توجه به خطاهای آزمایش، مقدار ثابت تعادل یک واکنش، شیمیایی فقط به دمای انجام آن واکنش بستگی دارد و در سه واکنش با دمای آزمایشگاه یکسان است.

(نمودار های زیر حجم اکسیژن آزاد شده بر حسب زمان را نشان می دهد.)





This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.